

TECHNOLOGIE 100% ALLEMANDE

EPILAB

LE 1ER LASER DIODE POUR L'ÉPILATION, PHOTORAJEUNISSEMENT,
TRAITEMENTS VASCULAIRES ET DE L'ACNÉ.



Asclepion
Laser Technologies

Certains traitements
sont réservés
uniquement aux
médecins selon la
réglementation du
pays d'utilisation

L'ÉPILATION LASER DERNIÈRE GÉNÉRATION

EPILAB / ÉPILATION LASER



Soin du dos en moins
de 5 minutes



Pièce à main en
contact direct avec
la peau pour plus
d'efficacité

5
À
8

Résultats
optimal
en 5 à 8 séances

APRÈS



AVANT



Modes d'impulsion
«basic and smooth»
pour des soins
personnalisés



Adaptés à toutes les
zones :

Bras
Jambes
Dos
Visage

...

Différentes longueurs
d'onde pour des soins
sur-mesure



TRAITEMENTS VASCULAIRES EFFICACES

EPILAB / LÉSIONS VASCULAIRES



Longueur d'onde 940 nm



Pièce à main en contact direct avec la peau pour plus d'efficacité



Disparition des varicosités en quelques minutes - résultats immédiats

AVERTISSEMENT

Certains traitements sont réservés uniquement aux médecins selon la réglementation du pays d'utilisation

Longueur d'ondes
810/940 nm pour
un résultat optimal



1
À
3

Résultats en
seulement
1 à 3 séances



Soins rapides

SOINS DE PHOTORAJEUNISSEMENT & TRAITEMENT DE L'ACNÉ

EPILAB / PHOTORAJEUNISSEMENT, ACNÉ

AVERTISSEMENT

Certains traitements sont réservés uniquement aux
médecins selon la réglementation du pays d'utilisation

LA TECHNOLOGIE EPILAB

EPILAB / TECHNOLOGIE

Durée du Pulse : **3**
ms



Jusqu'à 20Hz
taux de répétition pour
traitements rapides

Puissance :
jusqu'à 5000 W





Ecran tactile
LCD
10,1 pouces




Pédale
sans fil
* en option



Guéridon
multi-fonctionnel
et design





Système de refroidissement à 360° intégré pour un soin sécurisé



Une large surface d'émission pour des soins rapides



Pièce à main ergonomique et légère



Design de la pièce à main adaptés à toutes les zones

PIÈCES À MAIN DERNIÈRE GÉNÉRATION

EPILAB / CARACTÉRISTIQUES



protection jetable
pour une hygiène
maximale

spot laser homogène
protégé par verre
saphir



09

Pièce à main
Différentes tailles pour cibler toutes les zones du visage et du corps



PIÈCE À MAIN	S	M	L	XL
Surface d'émission	1 cm ² (10 x 10 mm)	1.5 cm ² (15 x 10 mm)	3 cm ² (30 x 10 mm)	10 cm ² (31.6 x 31.6 mm)
Puissance max	1275 W	1700 W	3400 W	5000 W
Fluence max	50 J/cm ²	60 J/cm ²	60 J/cm ²	25 J/cm ²
Fréquence Max	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
Durée du Pulse	3 - 400 ms	3 - 400 ms	3 - 400 ms	3 - 400 ms
Longueur d'onde	810/940 nm	810/940 nm	810/940 nm	810/940 nm
Application	épilation, photorajeunissement, acné *	épilation, photorajeunissement, acné *	épilation, photorajeunissement, acné *	épilation, photorajeunissement, acné *

* Certains traitements sont réservés uniquement aux médecins selon la réglementation du pays d'utilisation

Pièce à main
Powerline L
pour des soins
ultra-personnalisés




PIÈCE À MAIN	POWERLINE L	POWERLINE YAG	ALX	VAS
Surface d'émission	3 cm ² (30 x 10 mm)	3 cm ² (30 x 10 mm)	1,4 cm ² (14 x 10 mm))	0,12 cm ² (4 x 3 mm))
Puissance max	5000 W	4000 W	560 W	250 W
Fluence max	60 J/cm ²	60 J/cm ²	36 J/cm ²	210 J/cm ²
Fréquence Max	20 Hz	20 Hz	12 Hz	4 Hz
Durée du Pulse	3 - 400 ms	3 - 400 ms	6 - 400 ms	12 - 150 ms
Longueur d'onde	810/940 nm	1060nm	760/940 nm	940 nm
Application	epilation, photorajeunissement, acné *	epilation	epilation	traitements vasculaires *

CARACTÉRISTIQUES

Laser	Laser diode haute puissance, classe 4
Longueur d'onde	760, 810, 940, 1060 nm*
Puissance	Max. 5000 W*
Durée du Pulse	3 – 400 ms*
Fréquence	Max. 20 Hz*
Fluence	Max. 210 J/cm ² *
Surface d'émission	Max. 10 cm ² *
Modes	Basic, SmoothPulse
Ecran	Ecran tactile LCD 10,1 pouces
Taille	41 x 71.5 x 97 cm
Poids	65 kg (guéridon inclus)

* variable en fonction de la pièce à main



Contactez nos conseillers experts :

Par email : contact@beauty-tech.fr

Par téléphone : 01 34 72 10 00

www.asclepion.com

Asclepion
Laser Technologies

distribué par BeautyTech
Fabricant - Concepteur - Marques